

レボックスで使用している電極コードは 4mm 両端バナナプラグ付きケーブルで、汎用品です。医療機器ではありませんので、市販のものがご使用になれます。

弊社で販売しているコードは 1.5～2m 程度で、ケーブルが比較的太いタイプですが、電気特性上はレボックスの扱うマイクロアンペア程度であれば、ほとんどのケーブルが適合します。ケーブル長に関しては、ケーブル抵抗に左右されますが、極端に長い 10m などではなければあまり影響は現れません。レボックスは実際に流れている電流をモニタしながら使用する機器ですから、ケーブル抵抗があったとしても、治療時に調整する事ができます。

【例 モノタロウで買える品】

https://www.monotaro.com/p/1888/4854/	https://www.monotaro.com/p/1329/8838/
	
テイシン(T.SIN) テストリード 赤・黒各色 1 本 計 2 本 全長 1,000mm 販売価格(税別)¥1,390 ※価格は 2024 年調査時のものです	テイシン(T.SIN) テストリード 赤・黒各色 1 本 計 2 本 全長 2,000mm 販売価格(税別)¥1,490 ※価格は 2024 年調査時のものです

樹脂部分の組成によってはアルコールに弱い場合があります。金属部分が錆びると電気が流れにくくなるので、ゲルなどが付着したら良く拭いてください。

接続アダプタなどは「バナナプラグ 中継 変換」などで検索すると見つかる事もありますが、電極コードに比べると種類は少なく、やや探しにくいです。バナナプラグは 4mm のものと 2mm のものがあり、間違いやすいのでご注意ください。