

レボックス新旧タイプ別見分け方のポイント

レボックスは販売時期により大きく異なる 2～3 つのタイプがあります。修理の上で部品が共通なものを分類しています。修理依頼の際は、まずどのタイプかを見分けて報告してください。

通称「**レボックス3 (緑レボックス)**」と呼んでいるタイプ。

パネルはエメラルド
ドグリーン

ロゴに REBOX II
または III と表示

ダイヤルは角
ばった台形



機器番号は背面ラベルに記入されています。4桁か5桁の番号で、ラベル内に記入されているか、別ラベルになっている場合もあります。

低周波治療器 レボックス	
医療機器の区分: 管理医療機器、特定保守管理医療機器	
医療機器認証番号: 220AIBZX00002000	製造番号: #20070
定格電圧: DC6V(単2形1.5V電池x4本)最大消費電力: 0.6W	
保護の形式: 内部電源機器 保護の程度: BF形装着部	
製造及び製造販売業者: インデックス有限会社 158-0083 東京都世田谷区奥沢 4-14-6	
販売業者: 酒井医療株式会社 www.sakaimed.co.jp	

通称「**水色レボックス**」と呼んでいるタイプ

パネルは青

ロゴに REBOX と表示

ダイヤルは曲面で角
ばっていない



低周波治療器 レボックス	
医療機器の区分: 管理医療機器、特定保守管理医療機器	
医療機器認証番号: 220AIBZX00002000	製造番号: 10498
定格電圧: DC6V(単2形1.5V電池x4本)最大消費電力: 0.6W	
保護の形式: 内部電源機器 保護の程度: BF形装着部	
製造及び製造販売業者: インデックス有限会社 158-0083 東京都世田谷区奥沢 4-14-6	
販売業者: 株式会社レボックスプランニング www.rebox-j.com	

酒井医療モデル (赤黒モデル)

パネルは黒

ロゴに REBOX
と表示

ダイヤルは曲面
で角ばっていない



ごく初期のREBOX IIと呼ばれていたタイプ。ダイヤルのデザインが異なる。恐らく国内では流通していない。